

AMICOBOR[®]

soluzione acquosa

SPRAY AURICOLARE | SOLUZIONE ACQUOSA con ACIDO BORICO al 3%

Spray auricolare per l'igiene dell'orecchio, per prevenire la formazione del tappo di cerume e proteggere l'orecchio da agenti esterni.

COMPOSIZIONE:

Acqua Depurata, Glicerolo, Acido Borico, Sodio Idrossido, Sodio Benzoato, Potassio Sorbato, Fenossietanolo.

MODALITÀ D'USO:

Con la testa leggermente inclinata, portare l'erogatore all'ingresso dell'orecchio e mantenendo il flacone in verticale, premere 1 o 2 volte. Dopo l'applicazione inclinare la testa sul lato opposto per evacuare l'eccesso ed asciugare.

Pulire l'erogatore dopo ogni utilizzo usando acqua calda.

AVVERTENZE:

Non ingerire.

Rimuovere eventuali apparecchi acustici prima di utilizzare AMICOBOR

Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale lavare gli occhi con abbondante acqua.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Pulire accuratamente l'erogatore dopo l'utilizzo. Richiudere il flacone dopo l'uso.

Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di calore.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Non utilizzare in caso di timpano perforato o di terapia farmacologica concomitante.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti presenti nel prodotto.

Qualora il prodotto dia luogo a fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento e consultare il medico.

Prima di utilizzare su bambini consultare il medico al fine di una corretta diagnosi.

Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

Confezione: Flacone da 100 ml

Data ultima REV. 06/2025



Dispositivo Medico




LEVANTE

 **LEVANTE srl** | Via dei Caboto, 49 - 50127 Firenze (FI)