



EDEMIN

COMPRESSE triplo strato a rilascio differenziato

EDEMIN è un integratore alimentare per il benessere della circolazione e dei vasi sanguigni a base di: Diosmina, Rutina, Ippocastano e.s., Centella Asiatica e.s., Quercetina, Vitamina C e Niacina.

EDEMIN si presenta come una compressa triplo strato (**The 3W Multilayer Technology[®]**) che consente un rilascio controllato e differenziato dei nutrienti nel tempo.

GRANUTECH, l'innovativa tecnologia di granulazione che favorisce la formazione di sistemi micellari di flavonoidi, migliorandone l'assorbimento e la biodisponibilità e offrendo un supporto mirato al microcircolo e al benessere capillare.

INGREDIENTI FUNZIONALI

Centella Asiatica

La Centella Asiatica è una pianta medicinale ricca di sostanze attive sul circolo venoso che intervengono nel controllo della funzionalità del microcircolo, partecipando così alla fisiologica funzione di drenaggio dei liquidi tissutali, il cui ristagno causa gonfiore e senso di pesantezza agli arti inferiori.^[1]

Ippocastano

L'ippocastano è una pianta medicinale i cui semi sono ricchi di escina. L'escina trova impiego nell'ambito del mantenimento del benessere del microcircolo e della funzionalità del circolo venoso. Tali proprietà sono utili nelle condizioni associate a sensazione di pesantezza e dolore degli arti inferiori così come nella zona emorroidaria.^[2]

Diosmina, Rutina e Quercetina

La Diosmina, la Rutina e la Quercetina sono flavonoidi di origine vegetale che supportano la funzionalità del microcircolo. Possiedono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie naturali e contribuiscono al mantenimento della funzionalità fisiologica endoteliale.^[3]

Vitamina C

La Vitamina C favorisce la normale funzionalità dei vasi sanguigni e contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Niacina

La Niacina contribuisce al normale metabolismo energetico.

COMPOSIZIONE

Agente di carica: cellulosa microcristallina (E460i); Diosmina tit. 84,60%; Rutina tit. 95%; Ippocastano e.s. (*Aesculus hippocastanum* L., semi) tit. 20% escina; Stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa (E464), polivinilpirrolidone (E1201); Centella e.s. (*Centella asiatica* (L.) Urb., erba) tit. 4% saponine triterpeniche; Quercetina tit. 95%; Vitamina C (acido L-ascorbico); Niacina (nicotinamide); Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (E470b), biossido di silicio (E551), carbossimetilcellulosa sodica reticolata (E468); Emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi (E473); Spirulina polvere.

DOSE GIORNALIERA E MODALITÀ D'USO

Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno, da deglutire con un bicchiere d'acqua, possibilmente lontano dai pasti.

Il prodotto è senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico curante prima dell'uso per valutare la sicurezza del prodotto.

Non assumere in caso di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel prodotto.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore a 25°C e al riparo da fonti di calore, dalla luce e dall'umidità. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Data ultima rev. 03/2026

BIBLIOGRAFIA

¹ Cesarone MR, Laurora G, De Sanctis MT, et al. The microcirculatory activity of Centella asiatica in venous insufficiency. A double-blind study. *Minerva Cardioangiol.* 1994;42(6):299–304.

² Vecchio S, De Luca C, Iovene MR, et al. Randomized clinical trial on escin for chronic venous insufficiency. *Clinical and Experimental Hypertension.* 2013;35(8):585–590

³ Panche AN, Diwan AD, Chandra SR. Flavonoids: an overview. *Journal of Nutritional Science.* 2016;

LEVANTE srl

Via dei Caboto 49 - 50127 Firenze (FI)

Prodotto e confezionato nello stabilimento di:

S.I.I.T. S.r.l. - Via L. Ariosto 50/60 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

*Il marchio The 3W Multilayer Technology® è di titolarità di S.I.I.T. S.r.l.